

EQUIPO DE PRESOTERAPIA INDESA CON GRADIENTE DE PRESIÓN AUTOMÁTICO CON 12 CAMARAS

El equipo de PRESOTERAPIA INDESA incorpora en todos sus tratamientos la novedosa Terapia GRADIENTE CON PRESIÓN AUTOMÁTICA, que proporciona pequeñas diferencias de presión en cada cámara del pantalón en forma automática. Produciendo una onda de presión desde la zona distal a la zona proximal. Estas diferencias de presión generan un mayor movimiento de líquidos con una menor presión aplicada. A su vez, se consigue un nulo retorno de líquido, lo que incrementa su efectividad.

Pantalón integral completo con abdomen-zona lumbar, las cámaras se solapan. Mangueras conectadas y ocultas. Se trabajan las dos piernas simultáneamente.

La forma de trabajo es secuencial adecuándose al tratamiento de cada persona.

Forma de trabajo: Manual y Automático.

Memoria con tratamientos automáticos:

- Circulatorio
- Drenaje
- Linfático
- Natal Relax
- Relax
- Brazos



Y con la innovación de poder elegir la potencia de presión ajustándose en cada caso a las necesidades del tratamiento

Accesorios Standard:

Equipo Presoterapia Indesa

Pantalón integral con zona ventral-lumbar, de 12 cámaras solapadas

Opcionales:

Brazos en una sola pieza

Carro

