

## ESCALERA RAMPA



### **CARACTERÍSTICAS**

-Escalera con rampa de cinco peldaños. Estructura fabricada en acero con terminación en epoxy, escalones y descanso fabricados en madera plastificada en color haya C, rampa de madera cubierto por goma antideslizante.

-Tiene la posibilidad de poner la rampa en tres posiciones, simplemente desmontando una de las barandillas y colocándola donde estaba la rampa anteriormente.

### **MEDIDAS Y MONTAJE**

-Escalera. 60 cm de ancho x 155 cm de largo x 65 cm de alto (con barandillas empieza en 88 cm y en el descanso mide 140 cm).

Detalle altura 65 cm (13 cm cada escalón).

Detalle largo 155 cm (59 cm el descanso más cuatro escalones de 24 cm cada uno).

-Rampa. 60 cm de ancho x 200 cm de largo x 75 cm de altura al principio hasta el descanso donde mide 1,40 cm.

-Se suministra por un lado la escalera completamente montada y por el otro la rampa, la cual se ancla en la escalera.