

MESA DE MANOS



CARACTERÍSTICAS

-Estructura fabricada en tubo de acero terminación en epoxy blanco. Las piezas pulidas y con terminación cromada. Incluye tablero canadiense y dediles, soporte de brazos acolchado regulable en altura y Profundidad, flexoextensor de madera provisto de rodamiento para regular el esfuerzo, juego de pelotas, juego de dediles, rueda de inercia con pesas, provista de rodamiento, pronosupinador provisto de rodamiento y pedal para ejercicios de pie.

-MEDIDAS Y MONTAJE

-60 cm de ancho x 105 cm de largo x 130 cm de alto (estructura 75 cm)
-Se suministra completamente montado.