

Tens EV-803



TENS EV-803 es un TENS Digital SD con 5 modos: B (Burst), N (Normal), M (frecuencia de pulso modulación), S1 (Modulación de ancho de pulso) y S2 (modulación de frecuencia del pulso). La frecuencia del pulso, duración del pulso y modos se seleccionan por botones de presión. Contador de control que permite al fisioterapeuta comprobar el tiempo de tratamiento acumulado. Un contador de tiempo de 15 minutos, 30 y 60 y una tapa de protección sobre la parte superior.

- Cannel: Dual, aislado entre canales
- Amplitud de pulso: 0-80mA pico a pico en la carga de 500 ohmios.
- Pulso: Ajustable, de 1 Hz ~ 150 Hz, 1 Hz / paso
- Ancho de Pulso: Ajustable, de 30 ms ~ 260 ms, 10 us / paso
- Modo: B, N, M, S1, S2
- Forma de onda: asimétrica bifásica pulso cuadrado
- Voltaje: 0-40 V pico en una carga de 500 ohmios
- Tamaño: 100 (H) x 60 (W) x 21 (T) mm

EQUIPO ESTÁNDAR:

- I Equipo TENS N-803 digital.
- 2 Cables pacientes.
- 4 Electrodo adhesivos 40x40.
- I Batería 9 V.
- I Manual Instrucciones.
- I Maletín transporte.

