

## BIORREFRACTOR ALL IN ONE US



Tratamiento no invasivo. **CAVITACIÓN CON SISTEMA DE CONTROL DE PULSO ACTIVO CONTINUÓ CON RESONANCIA ACTIVA.**

El más avanzado sistema de cavitación, que permite aumentar la eficacia de las ondas emitidas hasta un 200% más, al ajustarse la frecuencia de las ondas emitidas a la refracción máxima del tejido graso, al disminuir su reflexión, consiguiendo:

Una eficacia del 90-95%.

Necesidad de menos sesiones.

Sencillo y fácil de aplicar, al ajustarse continuamente la frecuencia de salida a la grasa tratada, consiguiendo una mayor eficacia en el rompimiento de las paredes adipositarias.

Incluye Analizador de Grasa Corporal (BIA) por Impedanciometría:

% de Grasa.	% de Agua Extracelular.
% de Agua.	% de Agua Intracelular.

### Características Técnicas:

Voltaje Principal: 230/115 VAC 50/6 Hz

Potencia consumida: 70 Watt RMS

Peso: 4 Kg

Garantía: 2 años

Clasificación: Clase 1, Tipo BF (Ref: 93/42/CEE)

Potencia del transductor: 50 Wpp

Frecuencia media: 34 KHz +/- 4,75 KHz

Dimensiones del transductor: 50 mm

### Equipo Standard:

1 Cavitador Biorrefractor

1 Manipulo emisor de 50 mm plano

1 Manipulo emisor de 50 mm cóncavo

1 Cable corriente

1 Libro Instrucciones

### BIA:

Analizador Grasa Corporal

Tipo: Analizador por Impedanciometria

Rango: de 200 a 1000 ohm

Frecuencia: 1/100 KHz

Máxima salida: 800  $\mu$ AC estabilizada

Mujer 63 años



Antes



Después de 5 tratamientos