

# Magnetoterapia Biotesla 1000

Fácil manejo del aparato, ideal para aplicaciones corporales.

Aplicadores opcionales:

Solenoides o aplicadores planos.

Frecuencia de trabajo de aplicación simultánea desde 50 Hz hasta 15.000 Hz.

Gauss máximos en el centro del solenoide: 52.

Reloj digital de tiempo de terapia entre 1 y 99 minutos.

Corte automático de terapia con aviso acústico al finalizar.



## PRINCIPALES APLICACIONES:

### Procesos reumáticos:

En especial, artropatías degenerativas de cualquier localización: gonartrosis (rodilla), coxartrosis (cadera), espondilosis (columna cervical y lumbar), etc. Artropatías inflamatorias: artritis reumáticas, espondilitis anquilopoyética.

### Reumatismos periarticulares:

Polimialgia reumática, síndromes discales, radiculitis, cialgias, periartritis, miositis y tenositis. Patologías musculares traumáticas en fase aguda o subaguda.

### Trastornos de la osificación:

Osteoporosis localizada. Retardo de consolidación de fracturas. Pseudoartrosis.

### Traumatología, medicina deportiva:

Contusiones, esguinces, luxaciones. Tendinitis, epicondilitis. Contracturas musculares.

### Patología vascular periférica:

Ulceras varicosas y postflebíticas de miembros inferiores, úlceras postraumáticas y de decúbito. Varices. Alteraciones de la circulación periférica.

### Cirugía:

Aceleración de la cicatrización y del proceso curativo de las heridas y quemaduras.

### Otorrinolaringología:

Sinusitis. Síndromes vertiginosos secundarios a trastornos de la microcirculación.

### Neurología:

Dolor de origen nervioso en general. Neuralgias braquial, intercostal y del trigémino. Isquialgia, lumbalgia, ciática, migrañas.

### Medicina interna:

Asma bronquial. Colitis ulcerosa. Trastornos de la circulación. Estímulo de diversos órganos.

### Trastornos derivados del estrés:

Inquietud, insomnio, taquicardias emocionales, etc. Cefaleas tensionales.

### Estética:

Acné. Cuperosis. Celulitis. Envejecimiento.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Alimentación: 230 V – 50/60Hz

Intensidades en gauss: 19-22-36-38-45-52

Frecuencia de trabajo: de 50 a 15.000 Hz de aplicación simultánea.

Reloj de tiempo de terapia de 1 a 99 minutos.

Largo del solenoide 260 mm.

Diámetro del solenoide 350 mm interior.