

# MILUX Máscara LED

**SÓLO EN 17 MINUTOS , FÁCIL Y EFECTIVO**

Milux es un dispositivo para el cuidado de la piel de la cara con LED de 415nm, 630nm y 830nm probado clínicamente contra el acné, las arrugas, y la flacidez. La máscara está diseñada ergonómicamente para ser ajustada al tamaño de la cara con forma de ala, y la parte del cuello es desmontable para una mayor selección del cuidado de la piel.



## Modo LED

415 + 830nm



- Efecto antimicrobiano
- Acné

630 + 830nm



- Colagénesis
- Rejuvenecimiento de la piel
- Mejora la circulación sanguínea

415 + 630 + 830nm



- Antiinflamatorio
- Cicatrización de la herida
- Alivio del dolor

## Ventajas

- Posible emitir luz efectivamente cerca de la piel
- Bajo coste comparado con los dispositivos LED de alta potencia existentes
- Alta eficiencia energética
- No tiene efectos secundarios

## Aplicaciones

- Rejuvenecimiento y arrugas de la piel
- Tratamiento contra el acné
- Pigmentación y puntos negros
- Cuidado Post

## Especificaciones

**Nombre del modelo:** MIX-100

**Voltaje:** DC 24V / 2A ~ 2.5A

**Consumo de energía :** 25.1W

**Longitud de onda del LED:** 415nm (azul), 630nm (rojo), 830nm



Innovaciones y Desarrollos Sanitarios SL Cl Laguna del Marquesado, 12 Nave 12 28021 Madrid Telf. 91 378 56 04

E-mail: [info@indesasl.es](mailto:info@indesasl.es) [www.indesasl.es](http://www.indesasl.es)